

INSTALLATION

Elle est effectuée **par la Pharmacie** de l'ALURAD le 1^{er} jour de traitement.

Elle comprend la livraison des **poches de Dialyse Péritonéale** ainsi que tout le **matériel et les médicaments** (seringues d'EPO, antiseptiques, héparine...) nécessaires à la dialyse à domicile et les **appareils** (réchauffeur de poches, cycleur de nuit, peson, table, potence...).

Il est nécessaire de prévoir un lieu permettant le **stockage** d'une palette environ de matériel.



LIVRAISON

Une commande vous est envoyée tous les mois afin de réajuster les quantités de poches nécessaires à vos besoins.

Nous comptons sur vous pour nous informer du nombre de poches qu'il vous reste au **05 55 43 17 46** ou **pharmacie@alurad.asso.fr**



Le service pharmacie de l'ALURAD établit les commandes auprès du laboratoire.



La livraison est assurée **par un transporteur** qui se charge de stocker les cartons à l'endroit de votre choix.



RECUPERATION

La récupération du matériel est effectuée suite à **l'arrêt d'un traitement ou à un changement de traitement.**

Tout le matériel fourni par l'ALURAD est alors récupéré par la pharmacie de l'ALURAD dans les meilleurs délais.



En cas de problème avec un des appareils, le **service technique** sera à votre disposition au numéro suivant :

05 55 43 17 48



ALURAD Service pharmacie :

Gain

87170 ISLE

Tél. 05 55 43 17 46

Mail : pharmacie@alurad.asso.fr

Fax : 05 55 43 16 59

Horaires : Du lundi au vendredi

8 h - 12 h et 14 h - 17 h

**DIALYSE PERITONEALE
GESTION DU MATERIEL
A DOMICILE**

alurad
association limousine pour l'utilisation du rein artificiel à domicile